



Occhiali Nystagmus TIPO 522

Descrizione del prodotto

I nostri affidabili e comprovati occhiali per nistagmo tipo 522 secondo il Dr. Blessing per esami a lungo termine con:

- » occhiali pieghevoli
- » illuminazione indiretta
- » cavo di collegamento fisso
- » Fascia per capelli con clip

Secondo il Dr. Blessing, l'illuminazione degli occhiali per nistagmo è indiretta, in modo che non si verifichino riflessi di luce che portino a una fissazione dello sguardo indesiderata e inibitrice del nistagmo per il paziente. Poiché l'illuminazione diretta dell'occhio è impedita dalla schermatura delle lampadine, non si verifica l'immagine della vena di PURKINJE, che può innescare un „nistagmo da occhiali da luce“ casuale attraverso i suoi movimenti, in modo da escludere risultati nistagmici falsi positivi.

L'esame luminescente vero e proprio si svolge in una stanza buia o fortemente oscurata. L'illuminazione interna degli occhiali interrompe il contatto ottico del paziente con l'ambiente circostante (eliminazione della fissazione che inibisce il nistagmo). Allo stesso tempo, gli occhi luminosi sono particolarmente facili da osservare sotto le lenti d'ingrandimento. In molti casi, è possibile rilevare processi nistagmici patologici quando si guarda dritto davanti a sé, che non sono riconoscibili o non lo sono in modo affidabile senza occhiali, anche quando si guarda lateralmente.

Con le lenti aperte e l'illuminazione della stanza accesa, è possibile l'osservazione degli occhi con fissazione preservata, ad esempio con la tecnica Hallpike del test termico. Spegnendo l'illuminazione della stanza e ripiegando le lenti, è possibile passare rapidamente all'esame luminoso vero e proprio con la fissazione disattivata.

L'alimentazione degli occhiali da nistagmo è fornita dalla batteria DEHAG tipo 504 o dall'alimentatore a spina tipo 506 (entrambi non inclusi). Il portabatterie DEHAG funziona con tre batterie C LR14/AM-2 (baby cell) da 1,5 volt ciascuna. L'impugnatura regolabile della batteria consente di regolare l'intensità della luce individualmente con una leggera rotazione dell'interruttore. L'alimentatore a spina viene collegato tramite una presa di corrente domestica standard (100-240V/AC, 50/60Hz).

Gli occhiali da nistagmo tipo 522 di Blessing funzionano con due lampade da 4 volt, reperibili presso i rivenditori di articoli medicali.

Ambito di consegna



1x Occhiali da nistagmo tipo 522



1x archetto a clip tipo 58.01.01

Il copricapo a clip garantisce un fissaggio sicuro degli occhiali da nistagmo davanti agli occhi del paziente.

Accessori necessari



Alloggiamento per batteria DEHAG tipo 504

L'alloggiamento della batteria DEHAG viene utilizzato per alimentare gli occhiali da nistagmo e consente un lavoro regolabile e indipendente dalla rete elettrica nell'uso mobile.



Alimentatore a spina tipo 506

L'alimentatore a spina viene utilizzato per alimentare gli occhiali da nistagmo con una tensione di uscita di 4 V CC.

Parti di ricambio

**Lampada di ricambio tipo 507**

L'occhiale da nistagmo tipo 522 è alimentato da due lampadine di ricambio da 4 volt; 0,23 amp; 1 watt (diametro della filettatura 3,5 mm x 0,35 mm).

**Tipo di copertura 57.20.02**

Il coperchio protegge la lampadina.