




LED Nystagmuslasit

REF 801/821



Käyttöohje



v202307-AA

Hyvä asiakas,

kiitos, että ostit nämä LED nystagmuslasit. Lue tämä ohje huolellisesti ennen uusien LED nystagmuslasien käyttöä, jotta varmistat oikeanlaisen käsittelyn ja pitkän käyttöiän.

Käyttöohjeen muut kielet löytyvät kotisivuiltamme www.dehag.com.

LED nystagmuslasit ovat tutkimusväline, jota käytetään tahattomien, nopeiden silmien liikkeiden (nystagmus eli silmävärve) havaitsemiseen potilailla, joilla on tasapainoainin häiriötä.

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ja käytä LED nystagmuslaseja vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla, jotta vältyt vahingossa tapahtuvilta vammoilta tai vaurioilta. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Kun luovutat LED nystagmuslasit, luovuta myös tämä käyttöohje.

Huomautus käyttäjälle

Kaikista LED nystagmuslaseihin liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava DEHAG Medizin-Technische Produktions GmbH & Co. KG:lle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut.

Sisältö

- Turvallisuusohjeet
- Pakkauksen sisältö
- Käyttö
- Valmisteluohjeet
- Jätteiden hävittäminen
- Tekniset tiedot
- Takuehdot
- Huolto
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Symbolit

Turvallisuusohjeet

Yleistä



- Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Käytä näitä LED nystagmuslaseja vain näiden ohjeiden mukaisesti.
- Linssit ovat erittäin herkkiä, joten käsittele LED nystagmuslaseja erittäin huolellisesti.
- Ainoastaan kytkinkotelo tyyppi 8.0121.01, jossa on Li-lon-akku tyyppi 8.0121.02, on hyväksytty LED nystagmuslaseiden virtalähteeksi.
- Vältä asettamasta LED nystagmuslaseja pinnoille, jotka voivat naarmuttaa linssijä.
- LED nystagmuslaseja saa käyttää vain lääkintähenkilökunta. Tämä ohje ei korvaa hyvää lääketieteellistä koulutusta.
- Valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytöstä ja muutoksista.
- Tarkista LED nystagmuslasien toimivuus ja eheys ennen jokaista käyttökertaa.
- Anna mahdolliset korjaukset ainoastaan pätevän sähköasentajan tehtäväksi.
- Älä koskaan yritä korjata LED nystagmuslaseja itse.



- Korjaukset saa tehdä vain käyttämällä alkuperäisiä varaosia, jotka on asennettu käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Kaikki muutokset johtavat vastuun raukeamiseen.
- CE-merkki menettää voimassaolonsa, jos käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.
- Jos luovutat LED nystagmuslasit kolmannelle osapuolelle, luovuta myös tämä käyttöohje.

Varoitukset



- Älä käytä vaurioituneita laitteita!
- Suojaa LED nystagmuslasit ja sen osat kaikenlaisilta mekaanisilta vaurioilta tai voimakeinoilta!
- Vältä linsseihin kohdistuvia iskuja, sillä ne voivat särkyä ja aiheuttaa vaurioita.
- Älä heitä!
- Älkää käyttäkö väkivaltaa!
- Suojaa LED nystagmuslasit ja lisävarusteet auringolta. Pidä kuivana! Tuotteet on suojattava noin 75 %:n kosteudelta!
- Takuu ei kata väärinkäyttöä, vaurioita ja kulumista.

- Säännöllisestä käytöstä johtuvat merkit tai kuluminen eivät kuulu takuun piiriin.
- Varmista ehdottomasti, että nestettä ei pääse LED nystagmuslaseihin tai lisävarusteisiin!

Kytinkotelo, jossa on Li-Ion-akku

- Käytä lataamiseen vain mukana toimitettua laturia, tyyppi 8.0121.02.
- Älä kuumenna akkukytimen koteloa, älä altista sitä korkeille lämpötiloille tai heitä sitä tuleen.
- Älä epämuodosta, oikosulje, pura tai muunna.
- Suojaa vedeltä äläkä kostuta.
- Älä heitä tai altista mekaaniselle rasitukselle tai iskuille.
- Älä kosketa tai säilytä teräväreunaisia tai sähköä johtavia materiaaleja.
- Jos edellä mainittuja kohtia ei noudateta, seurauksena voi olla sulaminen, tulipalo tai räjähdys!

Laturi

- Laturia saa käyttää vain akkukytinkotelon tyyppin 8.0121.01 lataamiseen.
- Käytä laturia vain sisätiloissa.
- Suojaa vedeltä ja pölyltä. Öljy ja rasva jne.
- Älä peitä laturia käytön aikana.
- Verkkopistorasian on oltava helposti saatavilla. Käyttöhäiriön sattuessa vedä pistoke pistorasiasta välittömästi.
- Älä koskaan avaa laturia.
- Älä käytä laturia ja akkukytinkoteloa syttyvien (narkoottisten) kaasujen lähellä.
- Älä leikkaa, purista tai revi tulppia.

Käyttötarkoitus

Laite lyhytaikaisesti tutkimukseen tai liikkuvaan käyttöön hui-mausdiagnostiikan alalla.

Käyttöaihe/vasta-aihe

Se, onko LED nystagmuslasien käyttö aiheellista, riippuu tutkittavan silmävärveen tyypistä. LED nystagmuslasien käytetään esimerkiksi spontaanin nystagmuksen arviointiin, mutta ne eivät sovellu suuntautuvan nystagmuksen tarkkailuun.

Sivuvaikutukset ja jäännösriskit

Valmisteluohjeiden noudattamatta jättämisestä, vääristä tai viallisista lisävarusteista johtuva kontaminaatio.

Sähkö



LED nystagmuslaseihin virransyötön varmistamiseksi käytä kytkinkoteloita vain litiumioniakun tyyppin 8.0121.01 ja vastaavan laturin tyyppin 8.0121.02 kanssa. Muut jännitelähteet eivät ole sallittuja ja johtavat takuun ja takuun menettämiseen.

- Tarkista ennen käyttöä, että verkkojännite on sama kuin laitteen tyyppikilvessä mainittu jännite.
- Kytke laturi vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
- Irrota pistoke aina seinäpistorasiasta vetämällä pistokkeesta, ei virtajohdosta.

- Varmista, että LED nystagmuslasit, virtajohto ja pistoke eivät joudu kosketuksiin veden kanssa.
- Älä leikkaa, purista tai irrota pistoketta.
- Tarkista virtajohto säännöllisesti, ettei se ole vaurioitunut.
- Älä käytä LED nystagmuslaseja, jos virtajohto on vaurioitunut. Anna pätevän huoltoasentajan vaihtaa vaurioitunut virtajohto.
- Jos havaitset epätavallista hajua tai savua latauksen aikana, lopeta lataus välittömästi.
- Älä altista laturia tai akkukytkimen koteloa iskuille (esim. pudottamalla se).
- Älä peitä tai aseta mitään esineitä laturin tai akun ohjaukotelon päälle.
- Suojaa akkukytkimen kotelo tai laturi kuumuudelta (myös jatkuvalta auringonvalolta) ja tulelta.
- Älä avaa akun kytkinkoteloä tai laturia. Oikosulun vaara on olemassa. Lisäksi kaikki takuu- tai takuuvaatimukset menetetään.
- Älä käytä akkukytkimkoteloä tai laturia kuumien tai syttyvien esineiden läheisyydessä, sillä räjähdysvaara on olemassa.

- Älä lataa tai käytä vaurioitunutta akun kytkinkotelo. Ota yhteyttä valtuutettuun erikoismyyjään tai valmistajaan.

Käyttö

- Ennen käyttöä tuote on puhdistettava tai desinfioitava ja sen toimivuus ja eheys on tarkistettava.
- Lataa Li-Ion-akkukytkimen kotelo täyteen huoneenlämmössä (n. 20 °C). Jos akkua yritetään ladata alle -20 °C:n tai yli 60 °C:n lämpötilassa, lataus voi olla epätäydellinen ja akun käyttöikä voi lyhentyä.



Vihje: Li-ion-akku kytkinkotelo toimitetaan osittain valmiiksi ladattuna. Täyden kapasiteetin ja toimivuuden varmistamiseksi lataa se täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.

- Käytä lataamiseen vain alkuperäistä laturia tyyppiä 8.0121.02, sillä vain ne on sovitettu käytettävälle Li-Ion-akulle.
- Aseta laturin 2-napainen Lemo-pistoke Li-Ion-akun kytkinkotelon 2-napaiseen Lemo-pistorasiaan, joka on merkitty „laturin symbolilla“.



← 2-napainen
Lemo-pistorasia

- Kytke laturi verkkopistorasiaan. Latausprosessi käynnistyy automaattisesti.
- Latausprosessi voidaan keskeyttää milloin tahansa.
- Latausprosessista ilmoittaa laturin punainen valo. Jos akut ovat syvästi tyhjentyneet, latauksen merkkivalo vaihtuu myöhemmin vihreästä punaiseksi.
- Li-ion-akun kytkinkotelo on ladattu täyteen, kun laturin LED-merkkivalo palaa vihreänä. Latausaika on noin neljä tuntia.
- Irrota laturi ensin pistorasiasta ja sitten akkukytkimen kotelosta.
- Li-ion-akkukytkimen kotelo, tyyppi 8.0121.01, on käyttövalmis, ja sitä voidaan käyttää LED-nystagmusilmälasien käynnistämiseen.



Huomaa, että Lemo-pistokkeita kytkettäessä laturin tai kyt-kinkotelon punaisella merkityt kohdat ovat toistensa ylä-puolella/ vierekkäin.

Huomioi myös, että pistokkeen kytkemiseksi/irrottamiseksi tartu vain hylsyssä olevaan ruutuviiivoitukseen! Työnnä holkki vain toisiinsa/vedä se erilleen, älä koskaan käännä sitä!

- Jos LED nystagmussilmälaseja ei käytetä pidempään aikaan, irrota ne paristokytkimen kotelosta, muuten paristot tyhjenevät kokonaan (syväpurkaus).
- Varmista, että kätesi ovat kuivat ennen kuin kosketat LED nystagmuslaseja, virtajohtoa tai pistoketta.
- Irrota pistoke pistorasiasta, jos käytön aikana ilmenee toimintahäiriöitä, jos puhdistat LED nystagmussilmälaseja, kiinnität tai poistat lisävarusteita tai jos et enää käytä laitetta.
- Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisävarusteita.

Pakkauksen sisältö

- Tarkista pakkaus ja reklamoi välittömästi mahdollisista vaurioista kuljetusliikkeelle.
- Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen pakkauksen sisältö vaurioiden varalta, jotka ovat voineet syntyä kuljetuksen aikana tapahtuneen virheellisen käsittelyn vuoksi.

LED nystagmuslasipakkaus sisältää kaikki seuraavat tuotteet.

Jos jokin näistä osista puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään avun saamiseksi.

- 1 LED nystagmuslasit
tyyppi 801/821



- 1 klipsipäähihna




- 1 käyttöohje



- 1 kartonkirasia



- 1 kytkinkotelo
tyyppi 8.0121.01



- 1 laturi
tyyppi 8.0121.02



Käyttö

Yleistä

Tyypin 801/821 LED nystagmuslasien oston myötä sinulla on mahdollisuus suorittaa tutkimus, jossa LED nystagmuslasit pysyvät potilaan päässä pidemmän aikaa. Mukana oleva klipsipäähihna varmistaa LED nystagmuslasien turvallisen kiinnityksen potilaan silmien eteen ja helpottaa spontaanin ja provosoidun silmävärveen etsintää esim. päätä ravistelemalla, asentoa säätämällä tai pyörittämällä tuollilla tehtävissä tutkimuksissa.

LED nystagmuslasit on varustettu vahvasti taittavilla kaksoiskuperilla suurennuslinseillä, joiden vahvuus on +15...+18 diopteria. Ne estävät terävän näön ja kohteiden fiksaation. Tällä tavalla potilaan näköyhteys ympäristössä oleviin esineisiin katkeaa, mikä estää nopeat silmänliikkeet. Samalla voimakkaasti valaistut silmät on helppo havaita suurennuslasin alla.

Laitteessa on ajastintoiminto, joka helpottaa taipumien tarkkailua tietyn ajan kuluessa. Lisäksi suojalaseissa on aktivoitu sammutustoiminto. Tässä tapauksessa LED nystagmussilmälasien valaistus kytkeytyy pois päältä minuutin kuluttua ajastimen umpeutumisen jälkeen; LED nystagmussilmälasien ottaminen uudelleen käyttöön kytkee ne automaattisesti päälle.


Käyttö

- Puhdista LED nystagmuslasit pehmeällä veteen ja mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla liinalla ennen jokaista käyttökertaa. Kuivaa lasit sitten huolellisesti pehmeällä kuivalla liinalla.
- Varmista, että LED nystagmuslasit ovat vahingoittumattomia ja teknisesti moitteettomassa kunnossa.
- Pidä LED nystagmuslaseja potilaan silmien edessä nenänselän päällä.
- Aseta klipsipäähihna potilaan korvien yli ja takaraivon ympärille.
- Varmista, että LED nystagmuslasit eivät siirry tutkimuksen aikana. Kiristä tarvittaessa klipsipäähihnaa tiukemmalle.



LED nystagmuslasit Lemo-liittimissä on yksinkertainen push/pull-lukitusmekanismi turvallisia liitäntöjä varten ja koodaus liittimen oikeaa suuntausta varten.

- Kytke LED nystagmuslasit tyyppisten 801/821 5-nastainen Lemo-liitin paristokytkinkotelon 5-nastaiseen Lemo-pistorasiaan (merkitty „silmälasit“-symbolilla).



← 5-nastainen
Lemo-pistorasia

LED-nystagmussilmälasien kytkentä päälle/pois, ajastin- toiminto, automaattinen pois- ja päälle kytkentä sekä jatkuva kirkkauden säätö

Tyyppin 801/821 LED nystagmussilmälasien toimintoja ohjataan paristokytkimen kotelon avulla, ja toisaalta (verkosta) riippumaton työskentely, kuten kääntyvän tuolin tutkimukset, voidaan suorittaa ongelmitta tämän vaihtoehdon avulla.

Ladattava paristokytkinkotelo varmistaa, että LED nystagmussilmälasit ovat aina käytettävissä.



← Kirkkauden säätö



← Ajastintoiminto



← On/Off-kytkin

- Kytke LED nystagmuslasit tyyppi 801/821 päälle painamalla on/off-kytkintä. Paina sitä uudelleen kytkeäksesi LED nystagmuslasit pois päältä.
- Ajastintoiminto käynnistetään painamalla sekuntikello-symbolilla varustettua käynnistyspainiketta, ja nystagmussilmälasien LED-valo ilmoittaa 30, 60 ja 90 sekunnin kulumisesta.
- LED nystagmussilmälasien kirkkautta säädetään painamalla +/- painikkeita. Miinuspainikkeella vähennät kirkkautta, pluspainikkeella lisäät LEDien kirkkautta.
- Automaattisen sammutus- ja kytkentätoiminnon ansiosta LED nystagmussilmälasit kytkeytyvät pois päältä noin minuutin kuluttua ajastimen päättymisestä. Kun LED nystagmussilmälasit otetaan uudelleen käyttöön, valaistus kytkeytyy uudelleen päälle.

Automaattisen sammutustoiminnon deaktivointi / aktivointi




Paina on/off-kytkintä ja ajastinpainiketta samanaikaisesti kytkeäksesi LED nystagmuslasit päälle. Kun 30 sekunnin LED-merkkivalo on sammunut (noin sekunnin kuluttua), vapauta ajastinpainike, sammuta LED nystagmussilmälasit ja kytke ne uudelleen päälle. Lyhyt 30 sekunnin LED-valon vilkkuminen päälle kytkemisen jälkeen merkitsee, että automaattinen sammutus on poistettu käytöstä.

Jos haluat aktivoida automaattisen poiskytkennän, toimi kuten poiskytkennässä.

Alhaisen pariston merkkivalo



„Alhaisen pariston merkkivalo“-ilmaisimien osoittaa, kun LED nystagmuslasit on kytketty päälle, vilkuttamalla kaikkia kolmea ajastindiodia viisi kertaa osoittaen, että Li-Ion-akku on tyhjä. Lataa kytkentäkotelo laturilla 8.0121.02, kunnes laturin diodi palaa vihreänä.



← Diodi

Käsittelyohjeet

Säilytä LED nystagmuslasejasi suljetussa paikassa, jossa ne ovat suojassa pölyltä ja lialta hygieenisten olosuhteiden varmistamiseksi.

Laitteen kaikki pinnat eivät ole herkkiä tavanomaisille miedoille puhdistusaineille. Puhdistusnesteiden levittämiseen on käytettävä pehmeää liinaa tai imukykyä paperia, jotta pinta ei naarmuunnu ja nestettä voidaan annostella ja levittää paremmin. Virheellinen tai puutteellinen puhdistus voi vaarantaa potilasta tai hoitohenkilökuntaa!

Jälleenkäsittelyä koskeva rajoitus

Tuotteen käyttöiän päättymisen määräytyy tavallisesti käytön aiheuttaman kulumisen ja vaurioiden perusteella.

Käyttöpaikka

Poista pinnan lika pehmeällä kertakäyttöliinalla.

Huolto

Lajittele vaurioituneet osat ja korjauta ne.

Puhdistus/desinfiointi: automaattisesti



- LED nystagmuslasien automaattinen puhdistus ja desinfiointi ei ole sallittua.
- Älä desinfioi suihkuttamalla tai liottamalla!

Puhdistus/desinfiointi: manuaalisesti

Validoitu menettely:



Esipuhdistus 80-prosenttiseen etanoliin kostutetulla liinalla.

Pyyhintädesinfiointi pehmeällä, nukkaamattomalla kuitukangasliinalla, joka on kostutettu ECOLAB Incidin Oxyfoam S:llä. Reaktioaika desinfiointiaineen valmistajan mukaan 1 minuutti.

Puhdista LED nystagmuslasit aina käytön jälkeen.

- Puhdista LED nystagmuslasit kostealla liinalla ja mahdollisesti miedolla pesuaineella.
- Älä koskaan käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita tai teräviä esineitä laitteen puhdistamiseen.
- Kuivaa LED nystagmuslasit huolellisesti pehmeällä, kiuvalalla liinalla.
- Älä upota LED nystagmuslaseja veteen tai muihin nesteisiin.

Valvonta ja testaus

Tarkista osat puhdistuksen jälkeen näkyvän lian varalta. Puhdistus on ehkä toistettava.

Pakkaus

LED nystagmuslaseja ei saa pakata steriiliin pakkaukseen. Myös muut pakkaukset ovat mahdollisia.

Sterilointi

Älä steriloi LED nystagmuslaseja, sillä elektroniset komponentit voivat vaurioitua korkeissa lämpötiloissa.

Jätteiden hävittäminen



Käyttöään päätyttyä tämä tuote ja sen osat, erityisesti käytetyt akut, on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti tai palautettava valmistajalle! Seuraava koskee Euroopan unionia: Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Valmistele tämä tuote uudelleenkäyttöä tai erilliskeräystä varten direktiivin määrittämällä tavalla. Jos tämä tuote on kontaminoitunut, tätä direktiiviä ei sovelleta. Heikot paristot on poistettava ja hävitettävä paikallisten määräysten ja lakien mukaisesti. Käytetyt paristot on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti!

Tekniset tiedot

- Tyyppi: 801 / 821
- Virtalähde: Li-Ion-akku
- Mitat: 190 x 90 x 70 mm³
- Paino: n. 170 g (vain lasit)
- Suojausluokka: IPX0
- Luokitus: Luokka I, direktiivin 2017/745 (EU) liitteen VIII mukaan
- Luokitus: DIN EN 62471:n mukainen riskiryhmä 1
- CE-merkintä: Direktiivin 2017/745 (EU) mukaan
- Spaulding: Ei kriittinen
- Latausaika: noin 4 h, kun se on täysin tyhjentynyt
- Varastointi- ja kuljetusolosuhteet:
 - LED nystagmuslasit:
 - Varastointilämpötila: -30 - 60 °C
 - Käyttölämpötila: 0 - 25 °C
 - Kosteus: 30 - 75 %
 - Ilmanpaine: 700 - 1060 hPa
 - Laturi:
 - Käyttölämpötila: -20 - 60 °C
 - Kosteus: 45 - 80 %
 - Ilmanpaine: 700 - 1060 hPa

Takuuehdot

DEHAG Medizin-Technische Produktions GmbH & Co. KG myöntää 24 kuukauden takuun ostopäivästä alkaen valmistus- ja/tai materiaalivirheistä johtuville vioille seuraavien ehtojen mukaisesti.

- Työ-, materiaali- ja toimituskuluja ei veloiteta takuuajaksi. Takuuajaksi tehty korjaukset eivät pidennä takuuajaksi.
- Maahantuojasta tulee automaattisesti maahantuojan vaihtamien viallisten osien tai viallisen laitteen (jos laite vaihdetaan kokonaan) omistaja.
- Kaikkiin takuuvaatimuksiin on liitettävä alkuperäinen kauppakirja.
- Takuuvaatimukset on esitettävä jälleenmyyjälle, jolta laite on ostettu, tai maahantuojalle.
- Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet seuraavista syistä:
 - Onnettomuudet, virheellinen käyttö, kuluminen ja/tai laiminlyönti.
 - Virheellinen asennus ja/tai käyttö voimassa olevien lakisääteisten, teknisten tai turvallisuusmääräysten vastaisesti.

- Toimintahäiriöt tai vauriot, jotka johtuvat epäasianmukaisesta käsittelystä, erityisesti ohjeiden vastaisesta käsittelystä tai riittämättömästä tai virheellisestä hoidosta ja huollosta.
- Sähkölaitteiden toimintahäiriöt, jotka johtuvat ulkoisista vaikutuksista, kuten jännitteen muutoksista, sähkömagneettisista kentistä, radiohäiriöistä jne.
- Asiakkaan tai kolmansien osapuolien suorittamat korjaukset.
- Huolimaton kuljetus, ts. ilman sopivaa suojausta.
- Takuu ei kata paristoja tai muita lisävarusteita, jotka on tarvittaessa kiinnitetty LED nystagmuslaseihin.
- Tämän takuun perusteella ei voida esittää korvausvaatimuksia muista vahingoista kuin viallisten osien korjauksesta tai vaihtamisesta. Valmistajaa ei voida koskaan pitää vastuullisena mistään välillisistä vahingoista tai erityisvahingoista tai mistään muista seuraamuksista, jotka johtuvat joko suoraan tai epäsuorasti siitä, että valmistaja on toimittanut laitteen.
- Ostaja vastaa kaikista kuljetus-, pakkaus- ja kuljetusvakuutuskustannuksista.
- Takuuajan päättymisen jälkeen ilmenevät tai takuun ulkopuolelle jäävät väitetyt viat.

Huolto

Jos ilmenee vika, ota yhteyttä DEHAG-huoltopalveluun:



DEHAG Medizin-Technische
Produktions GmbH & Co. KG
Hinter dem Hamberge 24
37124 ROSDORF / GERMANY
Tel: 0551 / 3 25 19
Fax: 0551 / 37 61 06
E-mail: info@dehag.com
Internet: www.dehag.com

CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE-merkki osoittaa, että tämä tuote on 5. huhtikuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin asetuksen 2017/745 (EU) mukainen.

Symbolit

	Noudata käyttöohjeita!
	Huolto
	Vaarallinen jännite!
	Puhdistus
	Valmistaja
	Hävittäminen WEEE-ohjeiden mukaan
	Tilausnumero
	Lääkinnällinen laite
	Lääkinnällinen laite on direktiivin 2017/745 (EU) mukainen